
Produktname: Rekombinanter monoklonaler Maus-Antikörper HOMER1**Katalog-Nr.: AMM83674**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	HOMER1
Alternative Namen	HOMER1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q86YM7
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen HOMER1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Hirngewebe mittels HOMER1-Antikörper