

Produktname: NCOA4 (Aszites) Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM85928**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgM
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:3200

tnis

Molekulargewicht 69.7kDa

Antigen-Informationen

Genname	NCOA4(Ascites) Nuclear receptor coactivator 4, NCoA-4, Androgen receptor coactivator 70 kDa protein, 70
Alternative Namen	kDa AR-activator, 70 kDa androgen receptor coactivator, Androgen receptor-associated protein of 70 kDa, Ret-activating protein ELE1, NCOA4, ARA70, ELE1, RFG
Gen-ID	8031.0
SwissProt ID	Q13772
Immunogen	Zur Herstellung dieses monoklonalen Antikörpers wurde gereinigtes His-markiertes NCOA4-Protein (Fragment) verwendet.

