

Produktname: WBP2 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM86077**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000

tnis

Molekulargewicht 28.1kDa

Antigen-Informationen

Genname WBP2

Alternative Namen WW domain-binding protein 2, WBP-2, WBP2

Gen-ID 23558.0

SwissProt ID Q969T9

Immunogen

Dieser WBP2-Antikörper wird aus einer Maus gewonnen, die mit einem rekombinanten Protein zwischen den Aminosäuren 1-261 aus der C-terminalen Region des humanen WBP2 immunisiert wurde.


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Alle Spuren: Anti-WBP2-Antikörper (C-Terminus) in einer Verdünnung von 1:2000