
Produktname: Zytokeratin 6 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM86153**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC,ICC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,IHC 1:50-1:300,ICC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 46-58kDa

Antigen-Informationen

Genname	Cytokeratin 6
Alternative Namen	Cytokeratin 6 Mouse
Gen-ID	
SwissProt ID	P02538/P04259/P48668
Immunogen	-


Hintergrund

Zytokeratine sind Proteine von Keratin-haltigen Intermediärfilamenten, die im intrazellulären Zytoskelett von Epithelgewebe vorkommen.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von 1) HeLa, 2) HepG2 , unter Verwendung eines monoklonalen Maus-Antikörpers gegen Cytokeratin 6 in einer Verdünnung von 1:2.000.