

Produktname: HAO1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM86161**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,5 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000
Molekulargewicht	41kDa

Antigen-Informationen


Genname	HAO1
Alternative Namen	HAO1
Gen-ID	54363;
SwissProt ID	Q9UJM8
Immunogen	Rekombinantes Protein

Hintergrund

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von 1) Mauslebergewebe, 2) Rattenlebergewebe unter Verwendung des monoklonalen Antikörpers HAO1.