
Produktname: Luciferase-Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM86164**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Andere
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,5 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000
Molekulargewicht	60kDa

Antigen-Informationen


Genname	Luciferase
Alternative Namen	Luciferase
Gen-ID	
SwissProt ID	P08659
Immunogen	Synthetisches Peptid

Hintergrund
-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Firefly-Luciferase-transfiziertem HeLa-Zelllysat unter Verwendung eines Luciferase-Maus-mAb in einer Verdünnung von 1:2000.