
Produktname: Cbfa2t2 Ratten-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMR83163**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Rattenantikörper
Host	Ratte
Anwendung	IHC
Reaktivität	Maus, Mensch
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Rat IgG2c
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:50-1:100

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	Cbfa2t2
Alternative Namen	Cbfa2t2
Gen-ID	
SwissProt ID	O70374
Immunogen	MTGR1-Peptid


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Hodengewebe mittels Anti-Cbfa2t2-Antikörper (Cbfa2t2 Rattenmonoklonaler Antikörper)