
Produktname: Lgi4 Ratten-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMR83170**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Rattenantikörper
Host	Ratte
Anwendung	IHC
Reaktivität	Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Rat IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	Lgi4
Alternative Namen	Lgi4
Gen-ID	
SwissProt ID	Q8K1S1
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von Maus-Lgi4


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Kleinhirngewebe der Maus mittels Anti-Lgi4-Antikörper (Lgi4 Rat Monoclonal Antibody)