
Produktname: Ctcfl Ratten-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMR83249**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Rattenantikörper
Host	Ratte
Anwendung	WB
Reaktivität	Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Rat IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 72kDa

Antigen-Informationen

Genname	Ctcfl
Alternative Namen	Ctcfl
Gen-ID	
SwissProt ID	A2APF3
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des Maus-Ctcfl


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit einem monoklonalen Maus-CTCF-L-Antikörper gegen Maus-Hodengewebe lysat