

---

**Produktname: Stag2 Ratten-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMR83262**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	monoklonaler Rattenantikörper
<b>Host</b>	Ratte
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	Rat IgM
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000

**tnis**

**Molekulargewicht** 130kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Stag2
<b>Alternative Namen</b>	Stag2
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	O35638
<b>Immunogen</b>	Gereinigtes rekombinantes Fragment von Maus-Stag2


**Hintergrund**

-

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Spur 1: 15 µg K-562-Lysat; Spur 2: 15 µg Jurkat-Lysat; Spur 3: 15 µg MCF7-Lysat;  
Ergebnis: Der monoklonale Rattenantikörper Stag2 kann Stag2 mittels Western Blot nachweisen;