
Produktname: Cmtm6 Ratten-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMR83416**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Rattenantikörper
Host	Ratte
Anwendung	IHC
Reaktivität	Maus, Mensch
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Rat IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:20-1:100

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	Cmtm6
Alternative Namen	Cmtm6
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9CZ69
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von Maus-Cmtm6


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Endometriumgewebe mittels Cmtm6-Antikörper (Cmtm6 Ratten-monoklonaler Antikörper)