

Produktname: Rab6b Ratten-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMR83600**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Rattenantikörper
Host	Ratte
Anwendung	WB
Reaktivität	Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Rat IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 180kDa

Antigen-Informationen

Genname	Rab6b
Alternative Namen	Rab6b
Gen-ID	
SwissProt ID	P61294
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von Maus-Rab6b


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: 15 µg SH-SY5Y-Lysat; Spur 2: 15 µg Mausgehirngewebelysat; Spur 3: 15 µg Rattengehirngewebelysat; Ergebnis: Der monoklonale Rattenantikörper gegen Rab6b kann Rab6b mittels Western Blot nachweisen;