

Produktname: TNFAIP3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper

Katalog-Nr.: APRab00097

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Salzlösung, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätschromatographie

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 90 kDa; Observed MW: 82 kDa

Antigen-Informationen

Genname	TNFAIP3 TNFAIP3; OTUD7C; Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3; TNF alpha-induced protein 3; OTU domain-containing protein 7C; Putative DNA-binding protein A20; Zinc finger protein A20
Alternative Namen	
Gen-ID	7128
SwissProt ID	P21580
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen TNFAIP3


Hintergrund

TNFAIP3 ist ein Zytokin-induzierbares Protein, das die Apoptose hemmt und NF- κ B aktiviert. Es spielt eine Rolle in der Funktion des lymphatischen Systems und ist für die LPS-induzierte Produktion proinflammatorischer Zytokine und IFN- β in LPS-toleranten Makrophagen erforderlich.


Forschungsbereich

Immunologie


Bilddaten



Western-Blot-Analyse von TNFAIP3 in Jurkat-Zellen, die mit TNF + TPA-Lysaten behandelt wurden, unter Verwendung eines TNFAIP3-Antikörpers.



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Leberkrebs unter Verwendung des TNFAIP3-Antikörpers. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.



Immunfluoreszenzanalyse von TNFAIP3 in HeLa unter Verwendung eines Histon H3 (Dimethyl K9)-Antikörpers.