

Produktname: Calretinin Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab00206**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,FC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Salzlösung, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätschromatographie

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 29 kDa

Antigen-Informationen

Genname	CALB2
Alternative Namen	Calretinin; CR; 29 kDa calbindin
Gen-ID	794
SwissProt ID	P22676
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen Calretinins


Hintergrund

Calretinin ist ein Kalzium-bindendes Protein, das in auditorischen Neuronen reichlich vorhanden ist.

Forschungsbereich

Tags & Zellmarker

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Calretinin in SH-SY5Y-Lysaten unter Verwendung eines Calretinin-Antikörpers.