

Produktname: ALIX Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab00291**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,FC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Salzlösung, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätschromatographie

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,FC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 96 kDa; Observed MW: 96 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PDCD6IP
Alternative Namen	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4
Gen-ID	10015
SwissProt ID	Q8WUM4
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen ALIX

Hintergrund


Das Klasse-E-VPS-Protein ist an der Konzentration und Sortierung von Frachtproteinen des multivesikulären Körpers (MVB) zur

Aufnahme in intraluminale Vesikel (ILVs) beteiligt, die durch Einstülpung und Abschnürung von der begrenzenden Membran des Endosoms entstehen.

Forschungsbereich

Zellbiologie

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von ALIX in K562-Lysaten unter Verwendung eines ALIX-Antikörpers.