
Produktname: Laktatdehydrogenase D Kaninchen-polyklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: APRab00438**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
tnis	
Molekulargewicht	Calculated MW: 55 kDa; Observed MW: 55 kDa

Antigen-Informationen

Genname	LDHD
Alternative Namen	Probable D-lactate dehydrogenase; mitochondrial; DLD; Lactate dehydrogenase D
Gen-ID	197257.0
SwissProt ID	Q86WU2
Immunogen	-


Hintergrund

Beteiligt am Abbau von D-Laktat, nicht aber von L-Laktat.

Forschungsbereich

Signaltransduktion

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Laktatdehydrogenase D in HeLa-, Maus-Skelettmuskel-, Maus-Leber- und Rattennierenlysaten unter Verwendung eines LDHD-Antikörpers.