

**Produktname: NTT4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper****Katalog-Nr.: APRab00603**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	polyklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,ELISA
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Polyklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 81 kDa; Observed MW: 81 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	SLC6A17
<b>Alternative Namen</b>	SLC6A17; NTT4; Sodium-dependent neutral amino acid transporter SLC6A17; Sodium-dependent neurotransmitter transporter NTT4; Solute carrier family 6 member 17
<b>Gen-ID</b>	388662
<b>SwissProt ID</b>	Q9H1V8
<b>Immunogen</b>	Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von NTT4, Aminosäurebereich: 240-320


**Hintergrund**

Fungiert als natriumabhängiger vesikulärer Transporter, der selektiv für Prolin, Glycin, Leucin und Alanin ist.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von NTT4 in Rattenmagenlysaten unter Verwendung eines NTT4-Antikörpers.