

Produktname: Humaner IgG Kaninchen-polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: APRab03306

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	ELISA
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis ELISA 1:5000-1:20000

tnis

Molekulargewicht -

Antigen-Informationen

Genname	IGHG1
Alternative Namen	IGHG1; Ig gamma-1 chain C region
Gen-ID	-
SwissProt ID	-
Immunogen	-

Hintergrund


IgG ist ein monomeres Immunglobulin, bestehend aus zwei schweren Gamma-Ketten und zwei leichten Ketten. Jedes Molekül besitzt zwei Antigenbindungsstellen. Es ist das am häufigsten vorkommende Immunglobulin und ist annähernd gleichmäßig

im Blut und in den Gewebeflüssigkeiten verteilt; es macht 75 % der Serumimmunglobuline beim Menschen aus.

Forschungsbereich

Immunologie

Bilddaten



Indirekter ELISA-Test für anti-Human IgG Kaninchen pAb.
Antigenbeschichtungskonzentration: 4µg/ml.