

Produktname: Cyclin A1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab03369**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa

Antigen-Informationen

Genname	CCNA1
Alternative Namen	CCNA1; Cyclin-A1
Gen-ID	8900
SwissProt ID	P78396
Immunogen	-


Hintergrund

Könnte an der Steuerung des Zellzyklus beim Übergang von der G1- zur S-Phase (Startphase) und von der G2- zur M-Phase (Mitosephase) beteiligt sein.

Forschungsbereich

Zellbiologie

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Cyclin A1 in verschiedenen Lysaten unter Verwendung eines Cyclin-A1-Antikörpers.