

Produktname: AIFM2/FSP1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab03391**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Affe
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 38 kDa

Antigen-Informationen

Genname	AIFM2 AIFM2; AMID; PRG3; Apoptosis-inducing factor 2; Apoptosis-inducing factor homologous
Alternative Namen	mitochondrion-associated inducer of death; Apoptosis-inducing factor-like mitochondrion-associated inducer of death; p53-responsive gene 3 protein
Gen-ID	84883
SwissProt ID	Q9BRQ8
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem AIFM2, hergestellt. Aminosäurebereich: 141–190


Hintergrund

Eine NAD(P)H-abhängige Oxidoreduktase, die an der zellulären Reaktion auf oxidativen Stress beteiligt ist.

Forschungsbereich

Zellbiologie

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von FSP1 in COS7-Lysaten unter Verwendung eines FSP1-Antikörpers.