

Produktname: SREBP1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab03400**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
tnis	
Molekulargewicht	Calculated MW: 122 kDa; Observed MW: 122 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SREBF1 SREBF1; BHLHD1; SREBP1; Sterol regulatory element-binding protein 1; SREBP-1; Class D
Alternative Namen	basic helix-loop-helix protein 1; bHLHD1; Sterol regulatory element-binding transcription factor 1
Gen-ID	6720
SwissProt ID	P36956
Immunogen	-


Hintergrund

Sterolregulatorisches Element-bindendes Protein 1: Vorläufer der Transkriptionsfaktorform (Prozessiertes Sterolregulatorisches Element-bindendes Protein 1), das in die Membran des endoplasmatischen Retikulums eingebettet ist.

Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von SREBP1 in HeLa- und HepG2-Lysaten unter Verwendung eines SREBP1-Antikörpers.