

Produktname: STING Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab03627**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
tnis	
Molekulargewicht	Calculated MW: 42 kDa; Observed MW: 42 kDa

Antigen-Informationen

Genname	STING1
Alternative Namen	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; STING-beta;Transmembrane Protein 173
Gen-ID	340061.0
SwissProt ID	Q86WV6
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen STING

Hintergrund


Er vermittelt die angeborene Immunantwort und fördert die Produktion von Typ-I-Interferon (IFN-alpha und IFN-beta). Die

angeborene Immunantwort wird durch nicht-CpG-doppelsträngige DNA von Viren und Bakterien ausgelöst, die in das Zytoplasma gelangt.

Forschungsbereich

Immunologie

Bilddaten



Western-Blot-Analyse des Transmembranproteins 173 in 3T3-Lysaten unter Verwendung des STING-Antikörpers.