

Produktname: Connexin 43 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: AP Rab03826**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa

Antigen-Informationen

Genname	GJA1
Alternative Namen	Connexin 43; Connexin-43; Cx 43; Cx43; CXA1_HUMAN; DFNB38; Gap junction 43 kDa heart protein; Gap junction alpha-1 protein; Gap junction protein alpha 1 43kDa (connexin 43); Gap junction protein alpha 1 43kDa; Gap junction protein alpha like; GJA 1; Gja1; GJAL; ODD; ODDD; ODOD; SDTY3.
Gen-ID	2697
SwissProt ID	P17302
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen Connexin 43/GJA1


Hintergrund

Gap-Junction-Protein, das als Regulator der Blasenkapazität fungiert.

Forschungsbereich

Signaltransduktion

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Connexin 43 in verschiedenen Lysaten unter Verwendung eines Connexin 43-Antikörpers.