

Produktname: HSP90β (Phospho-Ser226) Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab04807**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Phosphoryliert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
Molekulargewicht	83kDa

Antigen-Informationen

Genname	HSP90AB1
Alternative Namen	HSP90AB1; HSP90B; HSPC2; HSPCB; Heat shock protein HSP 90-beta; HSP 90; Heat shock 84 kDa; HSP 84; HSP84
Gen-ID	3326.0
SwissProt ID	P08238
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid hergestellt, das vom humanen HSP90B im Bereich der Phosphorylierungsstelle Ser226 abgeleitet ist. Aminosäurebereich: 201–250


Hintergrund

Dieses Gen kodiert ein Mitglied der Hitzeschockprotein-90-Familie. Diese Proteine sind an Signaltransduktion, Proteinfaltung und -abbau sowie an der morphologischen Evolution beteiligt. Das Gen kodiert die konstitutive Form des cytosolischen 90 kDa Hitzeschockproteins und spielt vermutlich eine Rolle bei der Apoptose und Entzündung im Magen. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten. Pseudogene wurden auf mehreren Chromosomen identifiziert. [bereitgestellt von RefSeq, Dez. 2012] Funktion: Molekulares Chaperon. Besitzt ATPase-Aktivität. PTM: Phosphoryliert nach DNA-Schädigung, wahrscheinlich durch ATM oder ATR. Ähnlichkeit: Gehört zur Hitzeschockprotein-90-Familie. Subzelluläre Lokalisation: Identifiziert mittels Massenspektrometrie in Melanosomenfraktionen von Stadium I bis Stadium IV. Untereinheit: Homodimer. Interagiert mit TP53/p53 (aufgrund von Ähnlichkeit). Interagiert mit UNC45A. Die Bindung an UNC45A erfolgt über 2 UNC45A-Monomere pro HSP90AB1-Dimer.


Forschungsbereich

PI3K/Akt; Protein-Acetylierung


Bilddaten



Immunfluoreszenzanalyse von NIH/3T3-Zellen mit dem HSP90B (Phospho-Ser226)-Antikörper. Das Bild rechts zeigt eine Blockierung mit dem Phosphopeptid.



Western-Blot-Analyse von Lysaten aus mit 20 % 15'-Serum behandelten A549-Zellen unter Verwendung des HSP90B (Phospho-Ser226)-Antikörpers. Die Spur rechts ist mit dem Phosphopeptid blockiert.



Western-Blot-Analyse von VEC unter Verwendung des p-HSP90β (S226)-Antikörpers.

