
Produktname: Anoctamin-9 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab06935**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	IHC, ICC/IF, ELISA
Reaktivität	Mensch, Ratte, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000**tnis****Molekulargewicht****Antigen-Informationen**

Genname	ANO9
Alternative Namen	ANO9; PIG5; TMEM16J; TP53I5; Anoctamin-9; Transmembrane protein 16J; Tumor protein p53-inducible protein 5; p53-induced gene 5 protein
Gen-ID	338440.0
SwissProt ID	A1A5B4
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid hergestellt, das vom humanen TM16J abgeleitet ist. Aminosäurebereich: 481–530


Hintergrund

Funktion: Kann als calciumaktivierter Chloridkanal fungieren. Sequenzhinweis: Intronretention. Ähnlichkeit: Gehört zur Anoctamin-Familie.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Immunfluoreszenzanalyse von HepG2-Zellen mit dem Antikörper TM16J. Das Bild rechts zeigt eine Blockierung mit dem synthetisierten Peptid.



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Brustkrebsgewebe unter Verwendung des Antikörpers TM16J. Das Bild rechts zeigt eine Blockierung mit dem synthetisierten Peptid.