
Produktname: Cleaved-C1r LC (I464) Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab08950**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ELISA
Reaktivität	Mensch, Ratte, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000

tnis

Molekulargewicht 27kDa

Antigen-Informationen

Genname	C1R
Alternative Namen	C1R; Complement C1r subcomponent; Complement component 1 subcomponent r
Gen-ID	715.0
SwissProt ID	P00736
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid, abgeleitet vom humanen C1R, hergestellt. Aminosäurebereich: 445–494


Hintergrund

Katalytische Aktivität: Selektive Spaltung der Lys(oder Arg)-Ile-Bindung in der Komplement-Subkomponente C1s zur Bildung der aktiven Form von C1s (EC 3.4.21.42). Funktion: Die C1r-B-Kette ist eine Serinprotease, die sich mit C1q und C1s zu C1 verbindet, der ersten Komponente des klassischen Weges des Komplementsystems. Polymorphismus: Ein Mangel an der Komplementkomponente C1r [MIM:216950] führt zum Versagen des Aktivierungsweges des klassischen Komplementsystems (C1-Mangel). Personen mit C1-Mangel sind hochgradig anfällig für Infektionen durch Mikroorganismen und haben ein erhöhtes Risiko, Autoimmunerkrankungen wie systemischen Lupus erythematodes (SLE) zu entwickeln. Die eisen- und 2-Oxoglutarat-abhängige 3-Hydroxylierung von Aspartat und Asparagin ist innerhalb von EGF-Domänen stereospezifisch (R). C1 ist ein Calcium-abhängiger trimolekularer Komplex aus C1q, C1r und C1s im molaren Verhältnis 1:2:2. C1r ist ein Dimer aus identischen Ketten, die jeweils durch Spaltung in zwei Ketten, A und B, aktiviert werden, welche durch Disulfidbrücken verbunden sind. Katalytische Aktivität: Selektive Spaltung der Lys(oder Arg)-Ile-Bindung in der Komplement-Subkomponente C1s zur Bildung der aktiven Form von C1s (EC 3.4.21.42). Funktion: Die C1r-B-Kette ist eine Serinprotease, die sich mit C1q und C1s zu C1 verbindet, der ersten Komponente des klassischen Weges des Komplementsystems. Polymorphismus: Ein Mangel an der Komplementkomponente C1r [MIM:216950] führt zum Versagen des klassischen Aktivierungsweges des Komplementsystems (C1-Mangel). Personen mit C1-Mangel sind hochgradig anfällig für Infektionen durch Mikroorganismen und haben ein erhöhtes Risiko, Autoimmunerkrankungen wie systemischen Lupus erythematodes (SLE) zu entwickeln. Die eisen- und 2-Oxoglutarat-abhängige 3-Hydroxylierung von Aspartat und Asparagin ist innerhalb von EGF-Domänen stereospezifisch (R). C1 ist ein Calcium-abhängiger trimolekularer Komplex aus C1q, C1r und C1s im molaren Verhältnis 1:2:2. C1r ist ein Dimer aus identischen Ketten, von denen jede durch Spaltung in zwei Ketten, A und B, aktiviert wird, die durch Disulfidbrücken verbunden sind.


Forschungsbereich

Komplement- und Gerinnungskaskade; Systemischer Lupus erythematodes;

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Lysaten aus 293- und A549-Zellen, die 1 h mit 25 µM Etoposid behandelt wurden, unter Verwendung eines C1R-Antikörpers (leichte Kette, gespaltenes Ile464). Die Spur rechts ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert.



Western-Blot-Analyse verschiedener Zellen unter Verwendung des polyklonalen Antikörpers Cleaved-C1r LC (I464).