

---

**Produktname: DCL-1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: APRab09838**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	polyklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Polyklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:20000-1:40000
<b>Molekulargewicht</b>	26kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD302 CD302; CLEC13A; DCL1; KIAA0022; CD302 antigen; C-type lectin BIMLEC; C-type lectin
<b>Alternative Namen</b>	domain family 13 member A; DEC205-associated C-type lectin 1; Type I transmembrane C-type lectin receptor DCL-1; CD antigen CD302
<b>Gen-ID</b>	9936.0
<b>SwissProt ID</b>	Q8IX05
<b>Immunogen</b>	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem CD302, hergestellt. Aminosäurebereich: 51-100

