

Produktname: Galactosidase β 1L3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab11262**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	IHC, ICC/IF, ELISA
Reaktivität	Mensch, Ratte, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000

tnis

Molekulargewicht

Antigen-Informationen

Genname	GLB1L3
Alternative Namen	GLB1L3; Beta-galactosidase-1-like protein 3
Gen-ID	112937.0
SwissProt ID	Q8NCI6
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid hergestellt, das vom humanen BGLL3 abgeleitet ist. Aminosäurebereich: 291–340


Hintergrund

Ähnlichkeit: Gehört zur Glycosylhydrolase-35-Familie.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Kolonkarzinom mittels GLB1L3-Antikörper. Das Bild rechts zeigt eine Blockierung mit dem synthetisierten Peptid.