
Produktname: Panmyristoylierter polyklonaler Kaninchenantikörper**Katalog-Nr.: APRab15723**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ELISA
Reaktivität	Artenunabhängig
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000

tnis

Molekulargewicht 130 80 35kDa

Antigen-Informationen

Genname

Alternative Namen

Gen-ID

SwissProt ID

Immunogen Synthetisches myristoyliertes Peptid


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von KB- und MOUSE-LUNG-Zellen mit einem 1:1000 verdünnten Antikörper. Der Sekundärantikörper wurde 1:20000 verdünnt.