

**Produktname: pNO40 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper****Katalog-Nr.: APRab16328**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	polyklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	IHC, ICC/IF, ELISA
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Polyklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000

**tnis**

**Molekulargewicht**

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	ZCCHC17 ZCCHC17; PS1D; HSPC243; HSPC251; LDC4; Nucleolar protein of 40 kDa; pNO40; Pnn-
<b>Alternative Namen</b>	interacting nucleolar protein; Putative S1 RNA-binding domain protein; PS1D protein; Zinc finger CCHC domain-containing protein 17
<b>Gen-ID</b>	51538.0
<b>SwissProt ID</b>	Q9NP64
<b>Immunogen</b>	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid hergestellt, das vom humanen ZCCHC17 abgeleitet ist. Aminosäurebereich: 51-100


## Hintergrund

Ähnlichkeit: Enthält einen Zinkfinger vom CCHC-Typ., Ähnlichkeit: Enthält eine S1-Motivdomäne., Untereinheit: Interagiert mit PNN. Assoziiert mit der ribosomalen 60S-Untereinheit., Ähnlichkeit: Enthält einen Zinkfinger vom CCHC-Typ., Ähnlichkeit: Enthält eine S1-Motivdomäne., Untereinheit: Interagiert mit PNN. Assoziiert mit der ribosomalen 60S-Untereinheit.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Brustkrebsgewebe unter Verwendung des Antikörpers ZCCHC17. Das Bild rechts zeigt eine Blockierung mit dem synthetisierten Peptid.