
Produktname: RAB19 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab16777**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ELISA
Reaktivität	Mensch, Ratte, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000

tnis

Molekulargewicht 23kDa

Antigen-Informationen

Genname RAB19 RAB19B

Alternative Namen

Gen-ID 401409.0

SwissProt ID A4D1S5

Immunogen Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem Protein. Aminosäurebereich: 110–190


Hintergrund

Ähnlichkeit: Gehört zur kleinen GTPase-Superfamilie. Rab-Familie.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Lysaten aus A431-Zellen, RAB19-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper wurde 1:1000 verdünnt, 4 °C über Nacht