

Produktname: RASL10B Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab16916**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:300
Molekulargewicht	22kDa

Antigen-Informationen

Genname	RASL10B
Alternative Namen	RASL10B; Ras-like protein family member 10B; Ras-like protein VTS58635; Ras-related protein 17; RRP17
Gen-ID	91608.0
SwissProt ID	Q96S79
Immunogen	Synthetisiertes Peptid, abgeleitet von RASL10B, Aminosäurebereich: 80–160


Hintergrund

Ähnlichkeit: Gehört zur kleinen GTPase-Superfamilie. Ras-Familie.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse des RASL10B-Antikörpers. Die Spur rechts ist mit dem RASL10B-Peptid blockiert.