
Produktname: RNF130 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper**Katalog-Nr.: APRab17286**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	polyklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ELISA
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Polyklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Konservierungsmittel vom neuen Typ N.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:300,ELISA 1:2000-1:20000
Molekulargewicht	36kDa

Antigen-Informationen

Genname	RNF130
Alternative Namen	RNF130; E3 ubiquitin-protein ligase RNF130; Goliath homolog; H-Goliath; RING finger protein 130
Gen-ID	55819.0
SwissProt ID	Q86XS8
Immunogen	Das Antiserum wurde gegen ein synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem RNF130, hergestellt. Aminosäurebereich: 231–280


Hintergrund

Ringfingerprotein 130 (RNF130) Homo sapiens. Das von diesem Gen kodierte Protein enthält ein RING-Finger-Motiv und ähnelt g1, einem Zinkfingerprotein von Drosophila, das im Mesoderm exprimiert wird und an der Embryonalentwicklung beteiligt ist. Die Expression des Maus-Homologs war in myeloblastischen Zellen nach IL-3-Entzug erhöht, was darauf hindeutet, dass dieses Gen die durch Wachstumsfaktorentzug induzierte Apoptose myeloischer Vorläuferzellen regulieren könnte. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2013] Funktion: Könnte eine Rolle beim programmierten Zelltod hämatopoetischer Zellen spielen. Ähnlichkeit: Enthält eine PA-Domäne (Protease-assoziiert). Ähnlichkeit: Enthält einen RING-Typ-Zinkfinger.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Lysaten aus HeLa-, Jurkat-, HUVEC- und MCF-7-Zellen unter Verwendung des RNF130-Antikörpers. Die Spurenbreite ist mit dem synthetisierten Peptid blockiert.



Western-Blot-Analyse verschiedener Zellen unter Verwendung des polyklonalen Antikörpers RNF130 in einer Verdünnung von 1:1000