

**Produktname: OXGR1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe01439**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,65 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 38 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	OXGR1
<b>Alternative Namen</b>	P2Y15; Alpha-ketoglutarate receptor 1; G-protein coupled receptor 80; G-protein coupled receptor 99; P2Y purinoceptor 15
<b>Gen-ID</b>	27199
<b>SwissProt ID</b>	Q96P68
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des menschlichen OXGR1


**Hintergrund**

Rezeptor für alpha-Ketoglutarat.


## Forschungsbereich

Signaltransduktion

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von OXGR1/GPR99 in Rattenkolonlysaten unter Verwendung eines OXGR1-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von OXGR1/GPR99 in HeLa-Lysaten unter Verwendung eines OXGR1/GPR99-Antikörpers.