

Produktname: 14-3-3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe01590**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonaler Antikörper
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsgereinigt

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 28 kDa; Observed MW: 27-29 kDa

Antigen-Informationen

Genname	YWHAB
Alternative Namen	YWHAB; 14-3-3 protein beta/alpha; Protein 1054; Protein kinase C inhibitor protein 1; KCIP-1
Gen-ID	7529
SwissProt ID	P31946
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen 14-3-3

Hintergrund


Adapterprotein, das an der Regulation eines breiten Spektrums allgemeiner und spezialisierter Signalwege beteiligt ist. Bindet

an zahlreiche Partnerproteine, üblicherweise durch Erkennung eines Phosphoserin- oder Phosphothreoninmotivs. Die Bindung führt in der Regel zur Modulation der Aktivität des jeweiligen Bindungspartners. Negativer Regulator der Osteogenese.

Forschungsbereich

Neurowissenschaften

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von 41701 in Jurkat-, Ratt. Brain-, C6- und CHO-K1-Lysaten unter Verwendung des 14-3-3-Antikörpers.