
Produktname: C3orf38 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe01745**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonaler Antikörper
Form	Flüssig
Konzentration	0,56 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsgereinigt

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 38 kDa

Antigen-Informationen

Genname	C3orf38
Alternative Namen	Uncharacterized protein C3orf38
Gen-ID	285237
SwissProt ID	Q5JPI3
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen C3orf38


Hintergrund

Könnte an der Apoptoseregulation beteiligt sein.

Forschungsbereich

Zellbiologie

Bildaten



Western-Blot-Analyse von C3orf38 in K562- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines C3orf38-Antikörpers.