

**Produktname: CD134/OX40L-Rezeptor-monoklonaler Kaninchen-Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe01776**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,IP
<b>Reaktivität</b>	Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1,36 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 30 kDa; Observed MW: 45 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Tnfrsf4
<b>Alternative Namen</b>	OX40 antigen; OX40L receptor
<b>Gen-ID</b>	22163.0
<b>SwissProt ID</b>	P47741
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein der Maus CD134

**Hintergrund**


Rezeptor für TNFSF4/OX40L/GP34. Ist ein kostimulatorisches Molekül, das an der langfristigen T-Zell-Immunität beteiligt ist

(aufgrund von Ähnlichkeit).

## Forschungsbereich

Immunologie

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von CD134 in Mausmilzlysaten unter Verwendung eines CD134/OX40L-Rezeptor-Antikörpers.