
Produktname: CT A Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe01856**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonaler Antikörper
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsgereinigt

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 42 kDa; Observed MW: 42 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PCYT1A
Alternative Namen	CCT A; CCT alph; CTPCT; PCYT1; Pcyt1a
Gen-ID	5130
SwissProt ID	P49585
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen PCYT1A


Hintergrund

Reguliert die Phosphatidylcholinsynthese.

Forschungsbereich

Neurowissenschaften

Bildaten



Western-Blot-Analyse von CT A in MCF-7- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines CT A-Antikörpers.