

Produktname: DPS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe01925**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
Molekulargewicht	Calculated MW: 46 kDa; Observed MW: 46 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PDSS1
Alternative Namen	Trans-prenyltransferase 1; TPT 1; Solanesyl-diphosphate synthase subunit 1; Decaprenyl-diphosphate synthase subunit 1
Gen-ID	23590
SwissProt ID	Q5T2R2
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen DPS1


Hintergrund

Decaprenyl-Diphosphat-Synthase-Untereinheit 1

Forschungsbereich

Signaltransduktion

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von DPS1 in K562-Lysaten unter Verwendung eines DPS1-Antikörpers.