

Produktname: FOXP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe02000**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,IP
Reaktivität	Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,3 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
Molekulargewicht	Calculated MW: 75 kDa; Observed MW: 82-90 kDa

Antigen-Informationen

Genname	FOXP1
Alternative Namen	FOXP1; HSPC215; Forkhead box protein P1
Gen-ID	27086
SwissProt ID	Q9H334
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen FOXP1

Hintergrund


Transkriptionsrepressor. Spielt eine wichtige Rolle bei der Spezifizierung und Differenzierung des Lungenepithels. Kann mit

CTBP1 synergistisch die Transkription hemmen, CTBP1 ist jedoch nicht essentiell. Essentieller Transkriptionsregulator der B-Zell-Entwicklung.

Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von FOXP1 in Raw264.7, Rattenlungenlysaten unter Verwendung eines FOXP1-Antikörpers.