

Produktname: GLB1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMRe02034

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 76 kDa; Observed MW: 80 kDa

Antigen-Informationen

Genname	GLB1
Alternative Namen	GLB1; ELNR1; Beta-galactosidase; Acid beta-galactosidase; Lactase; Elastin receptor 1
Gen-ID	2720
SwissProt ID	P16278
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen GLB1


Hintergrund

Spaltt beta-verknüpfte terminale Galactosylreste von Gangliosiden, Glykoproteinen und Glykosaminoglykanen ab.

Forschungsbereich

Tags & Zellmarker

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von GLB1 in Lysaten von K562, C6, 3T3 und HeLa unter Verwendung eines GLB1-Antikörpers.