

Produktname: GLI3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe02036**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB, ICC/IF
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000, ICC/IF 1:50-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW: 170 kDa; Observed MW: 200 kDa

Antigen-Informationen

Genname	GLI3
Alternative Namen	GLI3-190; GLI3FL; GLI3-83; GLI3 C-terminally truncated form
Gen-ID	463369.0
SwissProt ID	Q5IS56
Immunogen	-

Hintergrund


Besitzt eine Doppelfunktion als Transkriptionsaktivator und Repressor des Sonic Hedgehog (Shh)-Signalwegs und spielt eine

Rolle bei der Gliedmaßenentwicklung.

Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Gli3 in 293-Lysaten unter Verwendung eines GLI3-Antikörpers.