

Produktname: IFT88 Kaninchen-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMRe02137

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonaler Antikörper
Form	Flüssig
Konzentration	0,29 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsgereinigt

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 93 kDa; Observed MW: 93 kDa

Antigen-Informationen

Genname	IFT88
Alternative Namen	Recessive polycystic kidney disease protein Tg737 homolog; Tetratricopeptide repeat protein 10; TPR repeat protein 10
Gen-ID	8100
SwissProt ID	Q13099
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen IFT88


Hintergrund

Ist an der Biogenese des primären Ziliums beteiligt. Spielt auch eine Rolle bei der Autophagie, da es für den Transport von ATG16L und die Expansion des autophagischen Kompartiments benötigt wird.


Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von IFT88 in Maus-Hodenlysaten unter Verwendung eines IFT88-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von IFT88 in Jurkat-, C6- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines IFT88-Antikörpers.