

Produktname: PEX11B Kaninchen-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMRe02427

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,65 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 28 kDa; Observed MW: 28 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PEX11B
Alternative Namen	PEX14B; PEX11-BETA
Gen-ID	8799
SwissProt ID	O96011
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen PEX11B

Hintergrund


Beteiligt an der Peroxisomenproliferation (PubMed:9792670). Reguliert möglicherweise die Peroxisomenteilung durch

Rekrutierung der Dynamin-verwandten GTPase DNM1L an die Peroxisomenmembran (PubMed:12618434). Fördert Membranausstülpungen und -verlängerungen an der Peroxisomenoberfläche (PubMed:20826455).


Forschungsbereich

Tags & Zellmarker

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von PEX11B in T47D- und HL-60-Lysaten unter Verwendung eines PEX11B-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von PEX11B in 3T3-Lysaten unter Verwendung eines PEX11B-Antikörpers.