

Produktname: Sall4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe02570**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,3 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 112 kDa; Observed MW: 112 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SALL4
Alternative Namen	Zinc finger protein 797; Zinc finger protein SALL4
Gen-ID	57167
SwissProt ID	Q9UJQ4
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen Sall4

Hintergrund


Transkriptionsfaktor mit einer Schlüsselrolle bei der Erhaltung und Selbsterneuerung embryonaler und hämatopoetischer

Stammzellen.

Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Sall4 in Daudi-Lysaten unter Verwendung eines Sall4-Antikörpers.