

Produktname: Synaptophysin-ähnliches Protein 1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper
Katalog-Nr.: AMRe02660

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,68 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 29 kDa; Observed MW: 29 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SYPL1
Alternative Namen	Pantophysin; SYPL1
Gen-ID	6856
SwissProt ID	Q16563
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen SYPL1

Hintergrund


Es wird vermutet, dass es an der chemischen synaptischen Übertragung beteiligt ist. Es befindet sich in extrazellulären

Exosomen.


Forschungsbereich

Neurowissenschaften

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von SYPL1 in K562-Lysaten unter Verwendung eines Antikörpers gegen Synaptophysin-ähnliches Protein 1.



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebetteten menschlichen Tonsillen unter Verwendung des SYPL1-Antikörpers. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.