

---

**Produktname:** Transkriptionsverstärkerfaktor TEF 1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper  
**Katalog-Nr.:** AMRe02680

Nur für Forschungszwecke.

## Zusammenfassung

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Ratte, Hamster
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

## Anwendung

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 48 kDa; Observed MW: 48 kDa

## Antigen-Informationen

<b>Genname</b>	TEAD1
<b>Alternative Namen</b>	TEAD1; TCF13; TEF1; Transcriptional enhancer factor TEF-1; NTEF-1; Protein GT-IIC; TEA domain family member 1; TEAD-1; Transcription factor 13; TCF-13
<b>Gen-ID</b>	7003
<b>SwissProt ID</b>	P28347
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen TEF1


## Hintergrund

Ein Transkriptionsfaktor, der eine Schlüsselrolle im Hippo-Signalweg spielt, einem Signalweg, der an der Kontrolle der Organgröße und der Tumorunterdrückung durch Einschränkung der Proliferation und Förderung der Apoptose beteiligt ist.

## Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von TEF1/TEAD1 in C6-, CHO-K1- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines Antikörpers gegen den Transkriptionsverstärkerfaktor TEF 1.