

**Produktname:** Thioredoxin-ähnliches Protein 1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper  
**Katalog-Nr.:** AMRe02731

Nur für Forschungszwecke.

## Zusammenfassung

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,ICC/IF
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,61 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

## Anwendung

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 32 kDa

## Antigen-Informationen

<b>Genname</b>	TXNL1
<b>Alternative Namen</b>	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114
<b>Gen-ID</b>	9352
<b>SwissProt ID</b>	O43396
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen TXNL1


## Hintergrund

Aktives Thioredoxin mit einem Redoxpotential von etwa -250 mV.


## Forschungsbereich

Signaltransduktion


## Bildaten



Western-Blot-Analyse von TXNL1 in Lysaten von K562-, Ratt. Hirn-, C6-, 3T3- und HeLa-Zellen unter Verwendung eines Antikörpers gegen Thioredoxin-ähnliches Protein 1.



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Brustkrebsgewebe unter Verwendung des TXNL1-Antikörpers. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.



Immunzytochemische Analyse von TXNL1 (grün) in HeLa unter Verwendung von TXNL1-Antikörper und DAPI (blau)