

Produktname: MST1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMRe02805

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,61 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 80 kDa; Observed MW: 96 kDa

Antigen-Informationen

Genname	MST1
Alternative Namen	HGFL; MSP; MST1; NF15S2
Gen-ID	4485
SwissProt ID	P26927
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen MST1

Hintergrund


Besitzt wahrscheinlich keine proteolytische Aktivität, da entscheidende Merkmale der katalytischen Zentren von

Serinproteasen nicht konserviert sind.


Forschungsbereich

Zellbiologie


Bilddaten



Western-Blot-Analyse von MST1 in C2C12-Lysaten unter Verwendung eines MST1-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von MST1 in HeLa-, C6- und Rattenhirnlysaten unter Verwendung eines MST1-Antikörpers.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Kolonkarzinom mittels MST1-Antikörper. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat (pH 6,0) unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.