

Produktname: RBM43 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe02817**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,3 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

Antigen-Informationen

Genname	RBM43
Alternative Namen	C2orf38
Gen-ID	375287
SwissProt ID	Q6ZSC3
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen RBM43


Hintergrund

Es wird erwartet, dass es die RNA-Bindungsaktivität ermöglicht.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von RBM43 in HeLa-Lysaten unter Verwendung eines RBM43-Antikörpers.